

# PatSim200

Niedrogi i łatwy w obsłudze Symulator Pacjenta.



Nowy **PatSim200** od Rigel Medical został stworzony by uczynić testy szybszymi. Inaczej niż inne symulatory pacjenta posiada unikalny przycisk 'dom' oraz przycisk przywołania najczęściej używanych symulacji. Koniec z mozolnym klikaniem czy poszukiwaniem właściwej funkcji w skomplikowanym menu by wykonać test.

Jedną z bardziej unikalnych funkcji jest możliwość zapisania w pamięci do 5 najczęściej stosowanych symulacji i szybkiego ich wywołania przy pomocy tylko 3 kliknięć.

Symulator sam w sobie jest kompaktowy, lekki i wyposażony w kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście i niskiej luminancji co powoduje doskonały odczyt nawet przy słabym oświetleniu.

Do tych wszystkich zalet dodamy jeszcze standardowe adaptory EKG dołączone do symulatora i złącza DIN, dzięki czemu zamiana Twojego starego symulatora na Rigel **PatSim200** nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów. Nasz symulator jest zgodny z większością przewodów do symulacji IBP i temperatury, które już masz.

To tylko kilka z najważniejszych cech naszego nowego symulatora pacjenta Rigel **PatSim200**, które powinny Cię zainteresować. Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz poznać **PatSim200** jeszcze lepiej skontaktuj się z nami na [Rigelmedical.com/PatSim](http://Rigelmedical.com/PatSim)

## Dlaczego wybrać PatSim200?

- > Zaprogramuj swój **PatSim200** tak by przywołać najczęściej stosowane sekwencje za naciśnięciem klawisza – zwiększasz efektywność w miejscu pracy.
- > **Niezwłoczna i szybka wymiana starego symulatora pacjenta** – **PatSim200** jest kompatybilny z większością istniejących przewodów do symulacji temperatury oraz IBP.
- > **Prosta, szybka nawigacja dzięki klawiszom 'dom' i przywołania testu** – mniej klikania więcej testów.
- > **Lekki i kompaktowy z akumulatorem Li-Ion** – oferuje do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu.



**RIGEL MEDICAL**  
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.

# PatSim200

Niedrogi i łatwy w obsłudze Symulator Pacjenta.



## Najważniejsze zalety:

- > duży, kolorowy wyświetlacz z intuicyjną nawigacją.
- > zapis i wywołanie 5 najczęściej używanych symulacji.
- > dedykowany klawisz 'DOM'.
- > Li-Ion akumulator z czasem pracy do 6 godzin.
- > wyświetlacz o wysokim kontraście i niskiej luminancji.
- > uniwersalne adaptory EKG dla wygody podłączania przewodów.
- > kompatybilny z istniejącymi przewodami IBP i temperatury.
- > podgląd symulowanego przebiegu dla łatwej identyfikacji.
- > samodzielna aktualizacja firmware.
- > wytrzymała obudowa.
- > POLSKIE MENU ekranowe dla Twojego komfortu.

## Simulation Functions:

- > 12 odprowadzeniowy prawidłowy rytm zatokowy EKG.
- > ponad 40 wybieranych arytmii.
- > przebiegi testowe.
- > symulacja oddechu na odprowadzeniach I i II.
- > uniwersalna symulacja temperatury.
- > dwukanalowa symulacja inwazyjnego ciśnienia krwi IBP.
- > symulacja płodu.

T: +44 (0) 191 587 8730

E: [info@rigelmedical.com](mailto:info@rigelmedical.com)

Jeśli chcesz poznać **PatSim200** jeszcze lepiej skontaktuj się z nami na **[Rigelmedical.com/PatSim](http://Rigelmedical.com/PatSim)**



**RIGEL MEDICAL**  
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.