

PatSim200

Ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Patientensimulator.



Der neue **PatSim200** von Rigel wurde entwickelt um die Patienten-Simulation schneller zu machen. Im Gegensatz zu anderen Patientensimulatoren, verwendet der **PatSim** eine Home and Zurück-Funktion um einfach zwischen Prüfungen und häufig verwendeten Sequenzen zu wechseln, kein Klicken und Scrollen durch Baumstrukturen um einen Test durchzuführen.

Eine der einzigartigen Eigenschaften des **PatSim200** ist die Fähigkeit 5 der am häufigsten verwendeten Simulationen mit 3 Tastendrücken zu speichern und aufzurufen.

Das Gerät selber ist kompakt, leicht und das High-Contrast Farbdisplay ermöglicht die Nutzung auch im schwach beleuchteten Arbeitsumfeld.

Darüber hinaus haben wir auch dafür gesorgt das der **PatSim200** mit universellen EKG-Anschlüssen und Mini-DIN Steckern ausgestattet ist und so die Kosten für einen Wechsel von Ihrem Patientensimulator zum **PatSim200** nicht außer Kontrolle geraten. Unser Gerät arbeitet mit den meisten IBP- und Temperaturkabeln die sie bereits besitzen.

Dies sind nur einige Gründe, warum wir glauben, das Sie sich für unseren **PatSim200** entscheiden. Um es selber zu sehen, noch heute eine Live-Online-Vorführung anfordern.

Um den neuen **PatSim200** selber zu sehen, noch heute eine online Vorführung anfordern unter Rigelmedical.com/PatSim

Warum den PatSim200 kaufen?

- > **Programmieren Sie Ihren PatSim200, um Ihre am meisten benutzten Sequenzen auf Knopfdruck abzurufen** - steigert die Effizienz am Arbeitsplatz.
- > **Ein sofortiger kostengünstiger Ersatz für alte Patienten - Simulatoren** - der **PatSim200** ist kompatibel mit dem meisten IBP und Temperaturkabeln.
- > **Einfache, schnelle Navigation mit der dedizierten Home** - und Zurück-Taste. Weniger Tastendrücke, mehr testen!
- > **Leichte und kompakte Einheit mit wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku** - bietet bis zu 6 Stunden Betrieb zwischen dem Aufladen.



RIGEL MEDICAL
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.

PatSim200

Ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Patientensimulator.



Hauptmerkmale:

- > Großes Farbdisplay mit intuitiver Bedienung.
- > Speichern und Aufrufen der 5 am häufigsten verwendeten Sequenzen mit einem Tastendruck.
- > Fest zugeordnete Home-Taste.
- > Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit bis zu 6 Stunden Betrieb zwischen den Ladungen.
- > Kontrastreiches und lichtstarkes Farbdisplay für minimale Störungen in kritischen oder intensiven Umgebungen.
- > Universal-EKG-Pins für den Anschluss an eine möglichst breite Palette von Kabeln.
- > Kompatibel zu den gebräuchlichsten Kabeln für Temperatur- und Blutdrucksimulation.
- > On Screen Wellenformanzeige für schnelle Referenz.

- > Firmwareupdate durch Kunden möglich - muss nicht zum Hersteller zurückgeschickt werden.
- > Robuste Tragetasche zum Schutz Ihres Simulators.
- > Länderspezifische Einstellungen, um Anforderungen auf der ganzen Welt gerecht zu werden.

Simulationsfunktionen:

- > 12 Kanal NSR EKG Simulation.
- > über 40 auswählbare Arrhythmien.
- > Performance Wellenform.
- > Simulation der Atmung auf Ableitung I oder II.
- > Universelle Temperatursimulation.
- > Zwei Kanal IBP Simulation.
- > Fetal simulation.

T: +49 (0) 911 8602 111

E: info@gossenmetrawatt.com



Um den neuen **PatSim200** selber zu sehen, noch heute eine online Vorführung anfordern unter Rigelmedical.com/PatSim



RIGEL MEDICAL
TESTED. TRUSTED... WORLDWIDE.