

PatSim200

一款性价比高、易于使用的患者模拟器



Rigel推出的PatSim200模拟器采用全新设计, 实现了更快更高效的患者信号模拟。与其它同类型模拟器不同的是, PatSim使用Home键及调用功能实现测试功能和最常使用序列间的切换, 执行测试时无需多次点击和在“树形”等级之间来回滚动菜单。

PatSim200最具特色的功能是通过3个按键即能够保存和调用5组最常使用的模拟功能。

产品采用紧凑、轻便设计, 配置的全彩屏低亮度下高对比度切换功能可以保证PatSim200在低亮度环境下依旧易于使用。

在此基础上, PatSim200配置多标准支持的ECG和DIN接口, 带来超高的升级性价比——PatSim200可以兼容使用您已有的绝大多数传统IBP和温度电缆。

以上只是一部分可能让您对PatSim产生兴趣的原因。如果您愿意, 今天您就可以获取在线演示!

选择PatSim200的理由?

- > 自定义您的PatSim200, 一键调用测试序列 -- 极大提高工作效率。
- > 一款升级替代老旧模拟器的超高性价比之作 -- PatSim200可以兼容使用绝大多数的传统IBP和温度电缆。
- > 通过专用Home键和调用键实现简单、快捷访问 -- 更少次数的按键, 更高效的测试!
- > 轻便、紧凑, 内置可充电锂离子电池 -- 6小时持续续航。

获取在线演示PatSim200, 请访问

Rigelmedical.com/PatSim



RIGEL MEDICAL
TESTED. TRUSTED... WORLDWIDE.

PatSim200

一款性价比高、易于使用的患者模拟器



产品特点:

- > 大尺寸彩色显示, 直观导航。
- > 1键保存和调用5组最常使用的序列。
- > 专用导航主键。
- > 可充电锂离子电池——6小时持续续航。
- > 高对比和低亮度彩色显示可以保证在严格和敏感照护环境中保持最低干扰。
- > 多标准支持的ECG接口兼容不同类型连接。
- > 兼容绝大多数传统IBP和温度电缆。
- > 波形屏幕直观显示, 快速参考。
- > 固件升级无需返厂。
- > 耐用便携箱提供全方位保护。
- > 多国别本地化标准可选, 满足全球需求。

模拟功能:

- > 12导联正常窦性心律。
- > 40组以上心律失常。
- > 性能测试波形。
- > 呼吸模拟, I&II导联。
- > 温度模拟。
- > 双通道IBP模拟。
- > 胎儿模拟。

T(电话): +44 (0) 191 586 3511

E(邮箱): info@rigelmedical.com



获取在线演示PatSim200, 请访问

Rigelmedical.com/PatSim



RIGEL MEDICAL
TESTED. TRUSTED... WORLDWIDE.