

PatSim200

Simulatore paziente economico e facile da usare.



Il nuovo **PatSim200** da Rigel è stato progettato per rendere ogni simulazione paziente più veloce. A differenza di altri simulatori paziente, il **PatSim200** utilizza la funzione Home e di richiamo per muoversi facilmente tra i test e conservare le sequenze di prova più usate, con un clic e scorrendo attraverso un menù di gerarchia 'stile albero' per eseguire ogni test.

Una delle caratteristiche uniche del **PatSim200** è la capacità di salvare e richiamare le vostre 5 impostazioni di misura più usate con la pressione di soli 3 tasti.

L'apparecchiatura è compatta e leggera, lo schermo a colori con un alto contrasto di illuminazione bassa luminanza facilmente regolabile permette di adattare semplicemente l'unità per l'uso in ambienti con scarsa illuminazione.

Oltre alle grandi caratteristiche ci siamo assicurato che il **PatSim200** venga fornito con connettori ECG universali e connettori mini DIN in modo che il costo di sostituzione dei simulatori paziente non finisca fuori controllo - la nostra unità funzionerà con la maggior parte di vecchi cavi IBP e di temperatura che già avete.

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui riteniamo che vorrete investire nel nostro **PatSim200**. Per verificare di persona, richiedete una dimostrazione in diretta online oggi!

Per vedere il nuovo **PatSim200** per te, richiedere la vostra dimostrazione in diretta online oggi su Rigelmedical.com/PatSim

Perché acquistare il PatSim200?

- > **Programma il tuo PatSim200 per recuperare tue sequenze più utilizzate con il semplice tocco di un pulsante** – aumentate l'efficienza nel posto di lavoro.
- > **Una immediata sostituzione a a basso costo dei vecchi simulatori paziente** – il PatSim200 è compatibile con la maggior parte dei vecchi cavi IBP e di temperatura.
- > **Semplice, navigazione veloce tramite il tasto home dedicato e pulsante di richiamo** – meno pulsanti da premere maggiori test!
- > **Strumento leggero e compatto con batteria ricaricabile agli ioni di litio** – che offre fino a 6 ore di lavoro prima della ricarica.



RIGEL MEDICAL
TESTED, TRUSTED... WORLDWIDE.

PatSim200

Simulatore paziente economico e facile da usare.



Funzioni chiave:

- > Ampio display a colori con.
- > Memorizzare e richiamare delle 5 sequenze più usate con il tocco di un pulsante.
- > Dedicato pulsante di navigazione a home.
- > Batteria ricaricabile agli ioni di litio con durata fino a 6 ore prima della ricarica.
- > Display a colori ad alto contrasto e bassa luminosità per ridurre al minimo il disturbo in ambienti di cura critici o intensivi.
- > Connettori ECG universali per il collegamento con la più ampia gamma possibile di cavi.
- > Compatibile con cavi di temperatura e IBP già in uso.
- > Forma d'onda sullo schermo per un rapido riferimento.
- > Firmware aggiornabile - non c'è bisogno di rispedirlo in fabbrica.

- > Borsa di trasporto robusta per proteggere il Vostro simulatore.
- > Opzioni di localizzazione internazionali per soddisfare i requisiti di diverse regioni del mondo.

Funzioni di simulazione:

- > Simulazione ECG a 12 lead NSR.
- > Oltre 40 aritmie selezionabili.
- > Forme d'Onda performance
- > Simulazione respirazione su lead I & II.
- > Simulazione di temperatura universale.
- > Simulazione IBP a due canali.
- > Simulazione fetale

T: +44 (0) 191 587 8730

E: info@rigelmedical.com

Per vedere il nuovo **PatSim200** per te, richiedere la vostra dimostrazione in diretta online oggi su **Rigelmedical.com/PatSim**



RIGEL MEDICAL
TESTED. TRUSTED... WORLDWIDE.