

PatSim200

Un simulateur patient facile à utiliser.



Le nouveau simulateur Rigel **PatSim200** est conçu pour réaliser rapidement toutes vos simulations de patients. Contrairement aux autres simulateurs, le **PatSim** utilise une fonction de retour à l'écran d'accueil et de rappel de vos simulations préférées afin de passer facilement d'un test à l'autre. Plus besoin de faire défiler l'arborescence à chaque test.

Une des fonctions les plus intéressantes du **PatSim200**, est la possibilité d'enregistrer et de rappeler 5 de vos simulations les plus fréquentes, par appui sur 3 touches.

L'appareil est compact, léger et doté d'un écran couleur à fort contraste et faible luminosité pour une utilisation en conditions de faible luminosité.

De plus, nous avons également veillé à ce que le **PatSim200** soit équipé de rivets ECG universels et de prises mini-DIN de façon à minimiser le coût de remplacement de votre simulateur actuel. Le **PatSim200** fonctionne avec les câbles d'IBP et de température que vous avez déjà en votre possession.

Ce ne sont là que quelques-une des raisons pour lesquelles vous souhaitez sûrement investir dans notre **PatSim200**. Demandez dès aujourd'hui une démonstration en direct!

Pour vous rendre compte par vous-même des fonctionnalités du nouveau **PatSim200**, demandez dès aujourd'hui votre démonstration en direct sur le site rigelmedical.com/patsim

Pourquoi acheter le PatSim200?

- > **D'un simple clic, programmez votre PatSim200 pour récupérer vos simulations les plus fréquemment utilisées** - Vous gagnerez ainsi en efficacité sur votre lieu de travail.
- > **Faites des économies en remplaçant votre simulateur patient par le PatSim200** - compatible avec la majorité de vos câbles IBP et Temp.
- > **Une navigation simple et rapide grâce au bouton d'accueil et à la touche de récupération dédiés** - Moins de clics, plus de tests!
- > **Un appareil léger et compact avec batterie au lithium-ion rechargeable** - 6 heures de fonctionnement entre deux chargements.



RIGEL MEDICAL
TESTED. TRUSTED... WORLDWIDE.

PatSim200

Un simulateur patient facile à utiliser.



Caractéristiques principales:

- > Grand écran couleur avec navigation intuitive.
- > Stockage et récupération des 5 simulations les plus fréquemment utilisées d'un simple clic.
- > Bouton dédié de retour vers écran d'accueil.
- > Batterie rechargeable au li-Ion avec 6 heures d'autonomie.
- > Ecran couleur à fort contraste et faible luminance pour une perturbation minimale dans les environnements de soins intensifs ou critiques.
- > Rivets ECG universels adaptés à la majorité des modèles de câbles.
- > Compatible avec la majorité des câbles de température et PI existants.
- > Affichage des tracés à l'écran pour consultation rapide.
- > Firmware actualisable sur site. Inutile de renvoyer votre appareil.

- > Mallette de transport solide pour protéger votre simulateur.

Fonctions de simulation:

- > Simulation ECG NSR 12 dérivations.
- > Plus de 40 arythmies sélectionnables.
- > Tracés de performance.
- > Simulation de respiration sur dérivation I et II.
- > Simulation de température universelle.
- > Simulation de PI bidirectionnelle.
- > Simulation Foetale

T: +44 (0) 191 587 8730

E: info@rigelmedical.com



Pour vous rendre compte par vous-même des fonctionnalités du nouveau PatSim200, demandez dès aujourd'hui votre démonstration en direct sur le site rigelmedical.com/patsim



RIGEL MEDICAL
TESTED. TRUSTED... WORLDWIDE.